

COLO320DM 完全培养基

产品名称	<u>COLO320DM 完全培养基</u>
产品品牌	金少源生物
产品货号	JSY-1293
产品规格	500ml
细胞描述	COLO 320DM 细胞可产生 5-羟色胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、ACTH 和甲状旁腺素。 COLO 320DM 细胞角蛋白、波形蛋白弱阳性。
产品形态	液体
培养基成分	RPMI1640+10%FBS+1%P/S
支原体检测	阴性
细胞生长	细胞生长良好，形态正常
str 鉴定	D3S1358: 17; CSF1PO: 11; D13S317: 11; D16S539: 11, 12; D18S51: 15; D19S433: 16.2; D21S11: 33.2; D2S1338: 18, 25; D5S818: 12; D7S820: 9, 12; D8S1179: 13; FGA: 20; TH01: 9; TPOX: 8, 9;
储存条件	2~8℃，避光储存
运输条件	冰袋避光发货
有效期	3 个月
注意事项	使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于室温或较高的温度环境中。冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响正常使用，超出保质期，必须放弃使用。



细胞验证



产品优势



免责声明

金少源(上海)生物科技有限公司的完全培养基已通过一千多次的细胞培养验证,提供属于每个细胞的完全培养基。

金少源生物完全培养基已包含基础培养基,常规培养基,血清,双抗,细胞生长需要的因子等,不需要从头来配置。

本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

